


Anti-Ndc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Btx1

Artikelnummer: CM0019712



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NDC1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NDC1 (~76 kDa), ein Nukleoporin, das für den Zusammenbau des Kernporenkomplexes essenziell ist. Ideal für IVD-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NET3; TMEM48; NDC1
Spezies	Mensch
Gen-ID	55706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 340-530 des humanen NDC1 (NP_060557.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTX1
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel