

Anti-Nde1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nxr1

Artikelnummer: CM0027815



Einführung

Anti-NDE1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes NDE1-Protein. Kritisch für die Ausrichtung der mitotischen Spindel und die Entwicklung der Großhirnrinde.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDE1; HOM-TES-87; NDE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54820
GenID	54820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von humanem NDE1 (NP_060138.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXR1
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel