

Anti-Ndel1 (Nudel) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzm8

Artikelnummer: CM0025464



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-NDEL1 (NUDEL) Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Mikrotubuli-Organisation, Dynein-Regulation und neuronalen Migration. Molekulargewicht 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDEL/NDEL1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81565
Gen-ID	81565
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-345 des menschlichen NUDEL/NDEL1 entspricht (NP_110435.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9GZM8
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku