


Anti-Ndp52 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13137

Artikelnummer: CM0027700



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-NDP52-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte; detektiert den Xenophagy-Rezeptor CALCOCO2; Molekulargewicht ~52 kDa; für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDP52 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDP52
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10241
Gen-ID	10241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-283 von humanem NDP52 (NP_005822.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13137
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel