


Anti-NdrG2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Un36

Artikelnummer: CM0025837



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NDRG2, einen Tumorsuppressor, der am Wnt-Signalweg beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Krebs- und neurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDRG2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SYLD; NDRG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57447
Gen-ID	57447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 138-357 des menschlichen NDRG2 (NP_963832.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UN36
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eispaket