


Anti-NdrG3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ugv2

Artikelnummer: CM0013436



Einführung

NDRG3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches und murines NDRG3 (41 kDa), ein ubiquitär exprimiertes Protein mit hoher Expression im Gehirn. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDRG3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NDRG3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57446
GeneID	57446
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 184-363 des menschlichen NDRG3 (NP_071922.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UGV2
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel