

Anti-NdrG4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb - Q9ULp0

Artikelnummer: CM0020575

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes NDRG4, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert kreuz mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Gehirnentwicklung, ischämischem Stress und neuronaler Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDRG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65009
Gen-ID	65009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-220 von humanem NDRG4 (NP_001229765.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULP0
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eispackung