


Anti-Ndufa1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15239

Artikelnummer: CM0002622



Einführung

Hochwertiger Anti-NDUFA1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ziel ist die humane mitochondriale Komplex I-Untereinheit, ideal für die Atmungsketten- und Mitochondriopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4694
GeneID	4694
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-70 von humanem NDUFA1 (O15239) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15239
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel