


Anti-Ndufa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15239

Artikelnummer: CM0027101



Einführung

NDUFA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf das akzessorische Untereinheit des mitochondrialen Komplex I ab, hauptsächlich exprimiert in Herz und Skelettmuskel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4694
Gen-ID	4694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von humanem NDUFA1 (NP_004532.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15239
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel