


Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95299

Artikelnummer: CM0014236



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NDUF10 (CI-42kD), eine akzessorische Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit humanem, Maus- und Rattenmaterial. Geeignet für Studien zur Atmungskette und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUF10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUF10
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4705
Gen-ID	4705
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 36-300 des menschlichen NDUF10 (NP_004535.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95299
Proteinmasse	41kDa
Versand	Eisbeutel