


Anti-Ndufa12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9UI09

Artikelnummer: CM0027558



Einführung

NDUFA12 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, der humanes, murines und ratten NDUFA12 (17kDa) detektiert. Ideal für mitochondriale Komplex I-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUFA12
Spezies	Human
GeneID (Human)	55967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-145 des humanen NDUFA12 (NP_061326.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UI09
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche