

Anti-Ndufa4L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrx3

Artikelnummer: CM0017208

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NDUFA4L2 (COXFA4L2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Hypoxie- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA4L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2
Spezies	Human
GeneID (human)	56901
GeneID	56901
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-87 von humanem NDUFA4L2 (NP_064527.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRX3
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel