


## Anti-Ndufa5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16718

Artikelnummer: CM0025868



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NDUF5, eine akzessorische Untereinheit von Komplex I. Validiert in WB und ELISA für humane, murine und Rattenproben. Nützlich für die Erforschung der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NDUF5 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUF5                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 4698                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-116 von humanem NDUF5 (NP_004991.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q16718                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 13kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |