


Anti-Ndufa5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16718

Artikelnummer: CM0015288



Einführung

Anti-NDUFA5 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt die 13kDa-Untereinheit des mitochondrialen Komplex I, hochexprimiert in Herz, Muskel, Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
Spezies	Mensch
GenID	4698 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-116 von menschlichem NDUFA5 (NP_004991.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16718
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel