


Anti-Ndufa6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56556

Artikelnummer: CM0028747



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes NDUF6, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialem Komplex I und Atmungskettenstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B14; LYRM6; CI-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUF6
Spezies	Human
GenID (Human)	4700
GenID	4700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 35-154 von humanem NDUF6 (NP_002481.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56556
Proteinmasse	15kDa
Versand	Eisbeutel