


Anti-Ndufa7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095182

Artikelnummer: CM0024128



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NDUFA7, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu oxidativer Phosphorylierung und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B14.5a; CI-B14.5a; NDUFA7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4701
GenID	4701
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-113 von humanem NDUFA7 (NP_004992.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O95182
Proteingewicht	13kA
Versand	Eisbeutel