

Polyklonaler Anti-Ndufa8-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51970

Artikelnummer: CM0016938



Einführung

NDUFA8 Rabbit pAb erkennt die 20-kDa-Untereinheit des mitochondrialen Komplexes I. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der Atmungskette und mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUFA8
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4702
Gen-ID	4702
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51970
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku