


Anti-Ndufa9-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16795

Artikelnummer: CM0025639



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen NDUF9 (CI-39kD), eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex I, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für mitochondriale und Atmungskettenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUF9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUF52L; SDR22E1; NDUF9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4704
GenID	4704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem NDUF9 (NP_004993.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16795
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel