


Anti-Ndufab1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O14561

Artikelnummer: CM0020783



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen mitochondriales NDUFAB1 gerichtet ist, validiert für IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal zur Untersuchung von Komplex I, Fettsäurestoffwechsel und Biogenese von Eisen-Schwefel-Clustern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFAB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4706
GenID	4706
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem NDUFAB1 (NP_004994.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O14561
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel