


Anti-Ndubab1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14561

Artikelnummer: CM0020898



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NDUFAB1 (O14561), ein Acyl-Carrier-Protein und Untereinheit des Komplexes I. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Fettsäuresynthese und zum Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFAB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4706
GenID	4706
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-156 von humanem NDUFAB1 (NP_004994.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14561
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel