

Anti-Ndufaf1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y375

Artikelnummer: CM0009659

Einführung

Anti-NDUFAF1 monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Rekombinanter Kaninchenantikörper zur Untersuchung der Assemblierung des mitochondrialen Komplexes I. Reaktiv mit humanem Protein, 38 kDa. Geeignet für die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFAF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51103
Gen-ID	51103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 von humanem NDUFAF1 (Q9Y375) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y375
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel