

Anti-Ndufaf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N183

Artikelnummer: CM0014972

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen NDUFAF2 (B17.2L, Mimitin) gerichtet ist, einen Montagefaktor des mitochondrialen Komplexes I. Validiert in WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Forschung zu mitochondrialen Erkrankungen und Cilien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFAF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMTN; B17.2L; MC1DN10; Mimitin; NDUFA12L; NDUFAF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-169 von menschlichem NDUFAF2 (NP_777549.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N183
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel