


## Anti-Ndufb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75438

Artikelnummer: CM0019816



### Einführung

NDUFB1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem NDUFB1, einer Untereinheit des mitochondrialen Komplexes I. Ideal für die mitochondriale und Atmungskettenforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NDUFB1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | MNLL; CI-MNLL; CI-SGDH; NDUFB1                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 4707                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-105 von menschlichem NDUFB1 (NP_004536.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                           |
| SWISS             | O75438                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 7 kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                              |