

Anti-Ndufb10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O96000

Artikelnummer: CM0026626



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NDUFB10 gerichtet ist, eine akzessorische Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB, IP, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Atmungskette und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDSW; MC1DN35; NDUFB10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4716
GenID	4716
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-172 von menschlichem NDUFB10 (NP_004539.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O96000
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel