


Anti-Ndufb11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx14

Artikelnummer: CM0015432



Einführung

NDUFB11 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der spezifisch für humanes NDUFB11, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex I, ist. Er ist für WB und ELISA validiert und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Atmungskette und mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54539
Gen-ID	54539
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-163 von humanem NDUFB11 (NP_061929.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NX14
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eistasche