

Anti-Ndufb3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43676

Artikelnummer: CM0012872



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-Polyclonales Antikörper gegen NDUFB3 (Komplex I-B12, 11 kDa), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunocytochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Erforschung der Funktion der mitochondrialen Atmungskette und damit verbundener Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUFB3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4709
Gen-ID	4709
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-98 von menschlichem NDUFB3 (NP_002482.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43676
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel