

Anti-Ndufb4 (Ci-B15) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95168

Artikelnummer: CM0002364



Einführung

NDUFB4 (CI-B15) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, ratten NDUFB4 Protein (~15 kDa). Ideal für mitochondriale Komplex I Forschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NDUFB4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B15; CI-B15; NDUFB4
Spezies	Human
GeneID (Human)	4710
GeneID	4710
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-129 von humanem NDUFB4 (NP_004538.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95168
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eistasche