


Anti-Ndufb7 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - P17568

Artikelnummer: CM0014215



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes NDUFB7 (NADH-Dehydrogenase [Ubiquinon] 1 Beta-Untereinheit 7) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit der mitochondrialen Komplex I-Untereinheit B18 von Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Anti-NDUFB7 Kaninchen-Polyclonales Antikörper
Bemerkungen/Alias	B18, CI-B18, MC1DN39, NDUFB7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4713
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-137 des humanen NDUFB7 enthält (NP_004137.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17568
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eispackung