

Anti-Ndufb8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95169

Artikelnummer: CM0024201



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches NDUFB8, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spezifisch für die mitochondriale Komplex-I-Nebeneinheit von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	NDUFB8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASH1, CI-ASH1, MC1DN32, NDUFB8
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4714
Gen-ID	4714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-186 des menschlichen NDUFB8 (NP_004995.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95169
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel