

Anti-Ndufb8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95169

Artikelnummer: CM0002115



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NDUFB8, eine akzessorische Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die IVD-Rohstoffversorgung und die Erforschung mitochondrialer Dysfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4714
Gen-ID	4714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (1-150) des humanen NDUFB8 (O95169) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95169
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel