

Anti-Ndufb9 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Artikelnummer: CM0022525



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NDUFB9, eine akzessorische Untereinheit des mitochondrialen Komplexes I. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NDUFB9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUFB9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4715
GenID	4715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-170 des humanen NDUFB9 (NP_004996.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6M9
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel