


Anti-Ndufb9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Artikelnummer: CM0002250



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NDUFB9, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Atmungskettenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; NDUFB9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4715
GenID	4715
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 80-170 von humanem NDUFB9 (Q9Y6M9) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6M9
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel