


Anti-Ndufc2 Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - 095298

Artikelnummer: CM0029564



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NDUFC2 (Komplex I-Untereinheit B14.5b) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4718
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NDUFC2 entspricht (NP_004540.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095298
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel