


Anti-Ndufc2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - 095298

Artikelnummer: CM0002440



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NDUFC2 (CI-B14.5b), validiert für WB und ELISA. Zielt auf die N-terminale Region (aa 1-119) dieses 14 kDa mitochondrialen Komplex-I-Zusatzuntereinheit ab und unterstützt die Forschung zur Assemblierung der Elektronentransportkette und zu mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4718
GenID	4718
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-119 von humanem NDUFC2 (NP_004540.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095298
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel