

## Anti-Ndufs1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Artikelnummer: CM0007465



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NDUFS1, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes NDUFS1 in Human-, Maus- und Rattenproben. Entwickelt für Studien zum mitochondrialen Komplex I und zur Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NDUFS1 Rabbit mAb                                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1                                                                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                                              |
| GeneID (human)    | 4719                                                                                                                                               |
| GeneID            | 4719                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-290 des humanen NDUFS1 (NP_004997.4) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                 |
| SWISS             | P28331                                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 79kDa                                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                          |