


Anti-Ndufs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Artikelnummer: CM0029683



Einführung

NDUFS1 Kaninchen pAb validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes NDUFS1 (CI-75kD), eine zentrale Untereinheit des Komplex I, essentiell für den mitochondrialen Elektronentransport. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	NDUFS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4719
GeneID	4719
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-290 von humanem NDUFS1 (NP_004997.4) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28331
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eistasche