

Anti-Ndufs2 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075306

Artikelnummer: CM0003501



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NDUFS2 (CI-49), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für die Forschung zu mitochondrialem Komplex I und oxidativer Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CI-49; MC1DN6; NDUFS2
Spezies	Human
Gen-ID	4720
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-434 von humanem NDUFS2 (NP_004541.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075306
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel