

Anti-Ndufs2 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75306

Artikelnummer: CM0014766



Einführung

KO-validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper spezifisch für NDUFS2. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] NDUFS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CI-49; MC1DN6; S2
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	4720
GenID	4720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 204-463 des menschlichen NDUFS2 (NP_004541.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75306
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel