

Anti-Ndufs3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

Artikelnummer: CM0012257



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-NDUFS3 Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-NDUFS3, eine Kernuntereinheit des mitochondrialen Komplex I (~30 kDa). Ideal für die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4722
Gen-ID	4722
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 165-264 von menschlichem NDUFS3 (O75489) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O75489
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel