


Anti-Ndufs3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Komplex I-30Kd) Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

Artikelnummer: CM0007610



Einführung

Rekombinanter anti-NDUFS3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt NDUFS3 (30 kDa) von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung an mitochondrialem Komplex I und Studien zur Atmungskette – O75489.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4722
GenID	4722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 37-264 des menschlichen NDUFS3 (NP_004542.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75489
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel