


Anti-Ndufs3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O75489

Artikelnummer: CM0027432



Einführung

NDUF53 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Spezifisch für mitochondriales Komplex I Untereinheit, ideal für Atmungskettenforschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUF53 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4722
Gen-ID	4722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 37-264 von humanem NDUF53 (NP_004542.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75489
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eistasche