


Anti-Ndufs4-Monoklonaler Antikörper Für Wb - O43181

Artikelnummer: CM0011670



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NDUFS4, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Komplexes I und der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Spezies	Mensch
Gen-ID	4724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen NDUFS4 (O43181) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43181
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku