


Anti-Ndufs4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43181

Artikelnummer: CM0007655



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes NDUFS4 (Komplex I-18 kDa), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Dysfunktion und Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-175 des humanen NDUFS4 (NP_002486.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43181
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel