

Anti-Ndufs4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43181

Artikelnummer: CM0016194



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NDUFS4, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex I, gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zu mitochondrialen Erkrankungen und der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Spezies	Human
GenID (human)	4724
GenID	4724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-175 von humanem NDUFS4 (NP_002486.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43181
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel