

Anti-Ndufs5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Artikelnummer: CM0020588



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NDUFS5 (CI-15k), ein akzessorisches Untereinheit von Komplex I, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] NDUFS5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CI15K; CI-15k; [KD Validiert] NDUFS5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4725
Gen-ID	4725
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-106 von humanem NDUFS5 (NP_004543.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O44020
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel