


Anti-Ndufs6 Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - O75380

Artikelnummer: CM0029599



Einführung

NDUF56 Kaninchen pAb (O75380) validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattenartiges NDUF56. Rekombinantes Immunogen (aa 29-124). Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Komplexes I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUF56 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MC1DN9; CI-13kA; CI13KDA; CI-13kD-A; NDUF56
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4726
GenID	4726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-124 von menschlichem NDUF56 (NP_004544.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75380
Protein-Gewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel