


Anti-Ndufs7 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - 075251

Artikelnummer: CM0018871



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes NDUFS7 (Komplex I-20kD, PSST) für WB und ELISA. Unentbehrlich für Studien zur mitochondrialen Atmung. Validiert an humanen Proben; geeignet für die Erforschung mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NDUFS7; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; NADH:Ubichinon-Oxidoreduktase Kernuntereinheit S7
Spezies	Mensch
GenID	374291
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 80-160 des menschlichen NDUFS7 (NP_077718.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075251
Proteinmasse	22kDa/23kDa
Versand	Eisbeutel