

Anti-Ndufs8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00217

Artikelnummer: CM0013896



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NDUF58, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplexes I, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Funktion der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUF58 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUF58
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4728
GeneID	4728
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 35-210 des menschlichen NDUF58 entspricht (NP_002487.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O00217
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku