


Monoklonaler Anti-Ndufv1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Artikelnummer: CM0006899



Einführung

Der monoklonale NDUFV1-Kaninchenantikörper (Klon nicht angegeben) erkennt die 51-kDa-Untereinheit des mitochondrialen Komplexes I in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für Studien zur Elektronentransportkette, zu mitochondrialen Erkrankungen und zur Metabolomik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFV1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4723
GeneID	4723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 72-420 des humanen NDUFV1 (NP_009034.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49821
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku