

Anti-Ndufv1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49821

Artikelnummer: CM0018031



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen humanes NDUFV1 (NADH-Dehydrogenase-Flavoprotein 1, Komplex I-51kD) ist für Western Blot, IHC-Paraffin, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA validiert; er kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-NDUFV1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4723
GenID	4723
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P49821
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eisbeutel